



Сильнодіючий миючий засіб для очищення фарбових валів та офсетних полотен листових та рольових офсетних машин.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Густина — 0,790 кг/літр (15 °C)

Точка займання — 62 °C

УПАКОВКА

20 л., 200 л., 1000 л.

ПЕРЕВАГИ

- ⌚ Змивка утворює стійку емульсію, що дозволяє якісніше та швидше видаляти з поверхні офсетного полотна залишки фарби та паперового пилу, що сприяє зниженню витрат часу простою при перемиванні обладнання.

Wash 60 Hydro Plus +

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

Використання можливе, як для ручного так і для автоматичного змивання.

⌚ При автоматичному змиванні

При автоматичному змиванні Chembyo Wash 60 hydro + використовувати в нерозбавленому вигляді згідно з інструкцією з експлуатації обладнання. Перелити засіб з каністри в відсік для змивки. Наповнити другий відсік водою.


👤 При ручному змиванні

- 1 Одягнути гумові захисні рукавиці.
- 2 Розвести з водою в пропорції $\frac{1}{3}$.
- 3 Включити машину на холостий хід.
- 4 Нанести заздалегідь підготовлену змивку на групу фарбових валів.
- 5 Приставити змивний ракель для видалення змитої фарби з валів.
- 6 Нанести заздалегідь підготовлену змивку на ганчір'я (рушник).
- 7 Видалити залишки фарби з гумового офсетного полотна.

ЗАБОРОНЕНО

- 🔥 Використання на гарячих поверхнях
- 🔥 Використання близько до джерел вогню (**вогнебезпечно**)

ПРОЦЕС ОЧИЩЕННЯ



**1у секцію друкарського обладнання 1-го ф.*

**6-и секційна машина*

Назва продукту	Результат	Призначення	Розхід засобу на 1 цикл змивання в авт. режимі	Кількість змивочних циклів на 20 л. засобу		Змішування з водою	Стійкість емульсії
Chembyo Wash 60F	Відновлює поверхню фарбових валів	Автоматична змивка	80-120 мл.	5-3 <i>(на 6 секцій)</i>	25-17 <i>(на 1 секцію)</i>	До 1:5	>20 хв.
Chembyo Wash 60 hydro plus	Відновлює поверхню фарбових валів Більш економічна за рахунок ручного використання	Автоматична, ручна змивка	70-100 мл.	6-4 <i>(на 6 секцій)</i>	29-20 <i>(на 1 секцію)</i>	До 1:1	>40 хв.
Chembyo Power Wash 111	Знімає первинне скління з поверхні фарбових валиків	Автоматична, ручна змивка	60-80 мл.	7-6 <i>(на 6 секцій)</i>	34-25 <i>(на 1 секцію)</i>	До 1:1	>40 хв.